


OmoTrain®

Épaulière active de stabilisation de l'articulation de l'épaule.



Indications

- Douleurs de l'épaule (post-traumatiques et post-opératoires)
- Arthrose de l'épaule
- Traitement des luxations

Caractéristiques

- OmoTrain® est une épaulière active destinée au traitement de l'articulation de l'épaule.
- La forme anatomique du tricot permet un ajustement morphologique optimal et assure un grand confort.
- Un insert viscoélastique peut être fixé grâce à une bande velcro® et positionné selon les besoins.

Mode d'action

- L'épaulière recentre l'articulation glénohumérale.
- La fonction articulaire est améliorée.
- Lors des mouvements, l'insert procure un massage local sur les parties molles de l'épaule.

