

CaligaLoc®

Orthèse d'immobilisation de la cheville et du pied.



Indications

- Thérapie conservatrice des déchirures ligamentaires
- Protection post-opératoire après sutures/reconstructions ligamentaires
- Soutien temporaire de la stabilisation en cas de syndrome du sinus du tarse et d'instabilité décompensée de l'articulation sous-astragalienne
- Soutien permanent de la stabilisation en cas d'instabilité chronique de l'articulation tibio-tarsienne et/ou astragalo-calcaneenne quand une opération est contre-indiquée

Caractéristiques

- CaligaLoc® est l'évolution logique de l'attelle de cheville MHH éprouvée.
- La structure rigide de l'orthèse est préformée anatomiquement et peut, au besoin, être ajustée secondairement.
- L'orthèse peut être portée de jour, dans des chaussures de sport ou de ville, comme de nuit, sans chaussures.

Mode d'action

- L'orthèse a un effet antipronateur stabilisant la cheville.
- CaligaLoc® prévient les situations de stress non physiologiques qui compromettent l'articulation tibiotarsienne et en partie aussi l'articulation astragalocalcaneenne.
- Le maintien en pronation du talon permet d'obtenir une décharge des ligaments externes.

