

GenuTrain® S

Genouillère active avec renforts latéraux articulés.



material
award

2007



product
design
award

2007



Indications


- Instabilité des ligaments latéraux
- Gonarthrose
- Arthrites (par ex. polyarthrite rhumatoïde)

Caractéristiques

- Nouveau tricotage : particulièrement extensible, perméable à l'air et capable d'éliminer l'humidité pour une compression efficace et un confort excellent.
- Les renforts articulés sont fixés par des sangles circulaires inextensibles.
- Une technique de tricotage spéciale assure un grand confort, même au niveau du creux poplité.
- Les renforts anatomiques sont thermoformables et sont insérés dans des gaines latérales.
- Un insert viscoélastique annulaire profilé entoure la rotule et facilite le positionnement correct de la genouillère.

Mode d'action

- La combinaison de stabilisateurs articulés et d'un système de sangles donne passivement plus de soutien au genou.
- L'action positive sur la sensorimotricité procure plus de soutien actif au genou.
- Les mouvements du genou agissent sur l'insert rotulien, induisant ainsi un massage des parties molles périrotuliennes.
- L'effet de compression et de massage accélère la résorption des oedèmes et des épanchements.



Coloris

