

LumboTrain®

LumboTrain® Lady

Ceinture active de massage de la région lombo-sacrée.



Indications

- Syndrome lumbosacré, lombalgie, déficit musculaire
- Troubles de la régénération osseuse de l'articulation lumbosacrée (également ostéochondrose, spondylarthrose)
- Pathologie irritative des articulations sacro-iliaques avec systématisation algique pseudo-articulaire

Caractéristiques

- Ceinture active au tricot anatomique permettant un ajustement individuel et une utilisation très confortable.
- Des pochettes pour glisser les mains permettent une mise en place aisée et confortable, tout en demandant peu d'efforts.
- Perméabilité à l'air plus élevée grâce aux perforations dans la fermeture.

Mode d'action

- La ceinture active LumboTrain®, grâce à sa pelote de massage viscoélastique, produit un effet antalgique, aide à la décontraction et stimule la stabilisation musculaire en améliorant la proprioception.

