

ValguLoc® II

Orthèse de stabilisation correctrice du gros orteil.



Indications

- Traitement post-opératoire de l'Hallux Valgus
- Traitement conservateur/fonctionnel des malpositions de l'Hallux

Caractéristiques

- Articulation pluridimensionnelle (Demande de brevet déposée):
 - L'angle de l'Hallux Valgus est réglable en fonction du résultat de l'intervention chirurgicale et adapté à la forme individuelle du pied.
 - Le réglage de l'angle Hallux Valgus reste inchangé lors de la flexion et de l'extension.
 - La flexion/extension peut être limitée graduellement, pour une immobilisation/pose d'attelle.
 - Décharge de l'articulation métatarsophalangienne du premier rayon grâce à un design ultra-plat et au façonnage anatomique en forme de coquille de l'articulation de l'orthèse.
- La forme élancée, moulante de l'orthèse et le matériau plat et perméable à l'air des sangles permettent la mise en place dans des chaussures de ville confortables.
- Le rembourrage résistant à l'usure et la forme anatomique de l'attelle et de l'articulation assurent un confort durable.

- Les sangles auto-agrippantes permettent de mettre en place et d'ôter l'orthèse aisément.
- Tiges en matériau thermoformable pour éviter les zones d'hyperpression.

Mode d'action

- Mise en place d'une attelle en postopératoire pour l'immobilisation de l'articulation métatarsophalangienne du premier rayon.
- Protection du résultat opératoire (angle de l'Hallux Valgus) lors de la mobilisation.
- Traitement correcteur.

