

ValguLoc®

Orthèse de nuit pour Hallux Valgus.



Indications

- Hallux Valgus – thérapie conservatrice et post-opératoire

Caractéristiques

- ValguLoc® est une attelle correctrice pour Hallux Valgus.
- ValguLoc® a une forme anatomique et sa conception simple en garantit une utilisation aisée.
- Une fermeture velcro® permet le réglage progressif de la pression correctrice.
- ValguLoc® est porté sans chaussure et ne convient pas à la marche.

Mode d'action

- L'utilisation de faibles forces permet de positionner le gros orteil dans l'axe correct.
- ValguLoc® corrige un Hallux Valgus selon le principe des 3 points et entraîne une élongation de la capsule articulaire ou des parties molles rétractées.
- En post-opératoire, l'attelle permet de prévenir les pertes de correction (par ex. par traction de la cicatrice) et offre au gros orteil une certaine protection contre les influences mécaniques.

