NOUVEAU SecuTec® Omo

Orthèse fonctionnelle de stabilisation pour l'immobilisation de l'épaule.



Indications

- Post-opératoire, p. ex. en cas de rupture de la coiffe des rotateurs, d'implantation de prothèse d'épaule, de fracture sous- capitale de l'humérus, lésion SLAP, rupture des ligaments acromio-claviculaires)
- Post-traumatique, ex. luxation de l'épaule

Caractéristiques

- SecuTec Omo est une orthèse de stabilisation pour immobiliser l'épaule en position fonctionnelle.
- Réglage individuel de l'angle d'abduction jusqu'à 60°; elle tient compte des diverses possibilités d'opération et offre l'angle d'abduction voulu.
- La rotation intérieure peut être réglée par simple pression d'un bouton dans chaque angle d'abduction et permet d'atteindre rapidement une position allongée confortable.
- L'angle d'inclinaison du repose-bras s'adapte à chaque angle d'abduction.
- Le repose-bras s'appuie sur le soutien du bassin. Une sangle d'épaule est inutile.
- Légère adaptation à l'anatomie du patient en raccourcissant la sangle ventrale; seule une taille unique est nécessaire.
- La pression exercée sur le tour du bassin peut être réglée individuellement à l'aide de sangles de traction après la mise en place de l'orthèse.
- Mise en place simple pour le patient et réalisable d'une seule main.

Mode d'action

- Immobilisation de l'articulation de l'épaule avec abduction individuelle réglable pour décharger l'appareil ligamentaire.
- Réduction des douleurs grâce à la limitation des mouvements.



 Taille
 Universelle
 Référence

 Tour de hanches en cm
 70 - 140
 12175050120+01