




TABLEAU DES TAILLES STANDARD X5+

	CIRCON- FÉRENCE	XS		S		M		L		XL	
		NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS
Longueur <i>LG</i>	cG	45–57	52–66	49–62	55–68	53–67	58–74	58–73	65–82	63–80	69–90
short 61–70											
long 70–80											
Type AG											
Longueur <i>LD</i>	cC	24–29	28–34	27–32	31–38	29–36	35–42	33–40	38–47	36–44	43–52
short 35–40											
long 40–45											
Type AD											
	cB	20–21,5		21,5–23		23–25		25–28		28–32	

Système de taille en cm

VenoTrain® ulcertec

EN CAS D'ULCÈRE VARIQUEUX (ULCUS CRURIS VENOSUM)

La combinaison du sur-bas avec un maillage rhomboïde spécialement développé par Bauerfeind et du sous-bas bien toléré par la peau pour maintenir le pansement en place permet un enfilage facile sans l'aide d'une tierce personne. Les sous-bas conviennent également pour une légère compression permanente la nuit, peuvent être commandés individuellement par lot de trois et sont lavables à 90°.

PARTICULARITÉS

- Compression harmonieuse entre le sous-bas et le sur-bas
- Profil de pression unique pour une guérison rapide tout en assurant un confort élevé pour le patient¹
- Thérapie sophistiquée grâce aux deux versions au sein d'une même classe de compression

39 – moderate

- Classe de compression 3 (34–46 mmHg)
- Sous-bas à compression légère, qui en association avec le sur-bas donne une pression de compression dans la partie inférieure de la classe de compression 3

46 – strong

- Classe de compression 3 (34–46 mmHg)
- Sous-bas à compression moyenne, qui en association avec le sur-bas donne une pression de compression dans la partie supérieure de la classe de compression 3

¹ Jünger, M., Wollina, U., Kohnen, R., & Rabe, E. (2004). Efficacy and tolerability of an ulcer compression stocking for therapy of chronic venous ulcer compared with a below-knee compression bandage: results from a prospective, randomized, multicentre trial. Current medical research and opinion, 20(10), 1613–1623.
* Le sous-bas AG est en outre doté d'une bande de fixation en silicone au niveau du bord supérieur. Cette dernière est en polyamide, élasthanne et silicone.

COLORIS



DÉTAILS

- CONCEPT DE TAILLES X5+ (XS–XL)**
CLASSES DE COMPRESSION
- 39–moderate: 34–46 mmHg sous-bas avec compression légère
 - 46–strong: 34–46 mmHg sous-bas avec compression moyenne
- POINTE DU PIED**
- ouverte (sur-bas)
 - fermé (sous-bas)
- COMPOSITION**
SOUS-BAS AG*
 - 39–moderate: 68 % polyamide, 32 % élasthanneSOUS-BAS AD
 - 39–moderate: 87 % polyamide, 13 % élasthanne
 - 46–strong: 69 % polyamide, 31 % élasthanneSUR-BAS
 - 39–moderate / 46–strong: 79 % polyamide, 21 % élasthanne
- CONSEILS D'ENTRETIEN**
- Sur-bas:
 - Sous-bas:

● SÉRIE ○ CONFECTION SUR MESURE

BORD BANDE DE FIXATION		
	AD	AG
Bord en tricot / Liseré confort	☒	☐
Silicone sensitive	☐	☒

