

MalleoTrain®

Chevillère active de contention articulaire.



material
award

2007



product
design
award

2007



Indications

- Etats d'irritation post-opératoires et post-traumatiques (par ex. après des entorses)
- Epanchements articulaires et oedèmes en cas d'arthroses et d'arthrites
- Myotendinopathies
- Séquelles d'entorses

Caractéristiques

- Nouveau tricotage : particulièrement extensible, perméable à l'air et capable d'éliminer l'humidité pour une compression efficace et un confort excellent.
- Deux inserts viscoélastiques aux formes et aux positionnements anatomiques.
- Compression plus faible aux extrémités pour éviter les strictions.
- Excellent maintien grâce au tricotage anatomique et aux inserts malléolaires.

Mode d'action

- La compression dosée accélère la résorption des oedèmes, des épanchements et des hématomes.
- Grâce aux inserts, une répartition de la compression de la cheville a lieu, des malléoles vers les tissus mous avoisinants.
- Il se produit pendant le mouvement, une compression intermittente qui favorise la vascularisation de la capsule articulaire et des loges tendineuses.
- En agissant sur la sensorimotricité, la cheville renforce le contrôle actif de la mobilité de la cheville.



Coloris

