



Le bas de compression spécial pour le traitement de l'ulcère variqueux.

VenoTrain® ulcertec convainc par son tricotage rhomboïde breveté. Grâce à l'association d'un bas supérieur et d'un bas inférieur, l'effet « ulcertecSystem » offre un profil de pression exceptionnel pour un effet optimal dans le traitement de l'ulcère variqueux.

Structure en filet dynamique

 constituée de bandes croisées en forme de spirales

Fonctionnel

- pression thérapeutique élevée grâce à la faible élasticité de la structure en filet
- pression de contact constante au fil du temps

Unique

- association harmonieuse du bas supérieur et inférieur
- l'alternative au bandage de contention

Programme

- bas inférieur 10 mmHg bas supérieur 30 mmHg

Composition

Bas supérieur 77% polyamide

23% élasthanne

Bas inférieur 89% polyamide

11% élasthanne

Coloris

Nature (Bas supérieur) Blanc (Bas inférieur)

Conseils d'entretien

Bas supérieur

104°F 40°C O > X

Bas inférieur

203°F 🚾 🖸 🔀 💢



