

ViscoSpot®

Talonnettes viscoélastiques pour le traitement des épines calcanéennes.



Indications

- Myoaponévrosite plantaire
- Arthrose des articulations des jambes et endoprothèses (mise en décharge)
- Achillodynie – myotendinopathie
- Maladie de Sever – décharge partielle
- Longueur inégale des membres inférieurs jusqu'à 1 cm (compensation)
- Talalgies

Caractéristiques

- ViscoSpot est une talonnette viscoélastique comportant un noyau anatomique souple.
- Les contours formant des vagues entre les différentes zones assurent une transition progressive entre le matériau rigide et le matériau plus souple afin de réduire la pression au niveau des bordures et optimiser le confort.
- ViscoSpot existe en version unilatérale (avec talonnette de compensation pour le côté opposé) ou bilatérale.

Mode d'action

- ViscoSpot agit de l'extérieur vers l'intérieur sur trois zones de soulagement par une réduction de la rigidité du matériau. Le matériau le plus souple (« spot » blanc) placé au niveau de l'épine calcanéenne y réduit la pression de manière ciblée.
- Grâce à une zone de forme spéciale (« spot » bleu), qui quant à son degré d'amorti se situe entre le matériau blanc et le matériau gris, il est possible de décharger également la base du fascia plantaire et d'assurer une décharge de la structure des fascia.
- ViscoSpot amortit les chocs sur les articulations des chevilles, des genoux, des hanches ainsi que sur la colonne vertébrale.

Taille	1	2	Référence D+G	Référence D	Référence G
Pointure	32-40	41-47	1301720200050°	1301720200060°	1301720200070°