

OmoTrain® S

Orthèse active de stabilisation musculaire.



Insert delta visco-élastique optionnel



Indications

- Arthrose
- États irritatifs postopératoires
- Traitement post-traumatique

Caractéristiques

- OmoTrain S est une épaulière active destinée au traitement de l'articulation de l'épaule.
- La forme anatomique du tricot permet un ajustement morphologique optimal et assure un grand confort.
- La nouvelle pelote delta viscoélastique avec picots de friction peut être fixée par bande velcro et être positionnée selon les besoins individuels.
- Grâce à son guidage de la sangle, le bandage est facile à enfiler et mettre en place.
- Le tricot et le système de sangles sont en matériaux hypoallergéniques et respirants.

Mode d'action

- Le tricot à compression et la traction exercée par le système de sangles améliorent la co-adaptation de la tête humérale vers la cavité glénoïdale.
- Lors des mouvements, la pelote delta masse les tissus mous de l'épaule. Ainsi, les douleurs sont apaisées, la perception articulaire est améliorée et la musculature stabilisatrice de l'articulation est activée.



Taille	0	1	2	3	4	5	6	Référence
Tour de bras en cm	20-22	22-24	24-26	26-29	29-32	32-36	36-40	11071710080+0°

+6 = droit, +7 = gauche, ° = taille