

NOUVEAU Spinova® Unload Plus

Orthèse multifonctionnelle pour réduire la lordose lombaire.



Cadre de transfert de force



Indications

- Spondylolyse / spondylolisthèse
- Syndrome facettaire avec hypermobilité
- Syndrome lombaire (pseudo) radiculaire très avancé / ischialgie lombaire très avancée
- Sténoses lombaires du canal rachidien avec parèses (traitement conservateur, postop.)
- Sténoses foraminales, latérales
- Fractures (colonne vertébrale lombaire), soulagement du bord vertébral postérieur
- Post-opératoire, une journée / plusieurs (spondylodèse p. ex.)

Caractéristiques

- Fermeture à boucle du système de sangles de traction permettant un dosage simple de la force de stabilisation requise pour le traitement.
- Ajustement de la hauteur des points d'application de la force de stabilisation en fonction de l'effet recherché : augmentation ou diminution de la lordose, stabilisation simple.
- Les renforts en aluminium permettent d'adapter la cassette dorsale Spinova en conformité avec l'indication et les besoins du patient.
- Le tricot Spinova aéré de la ceinture permet un ajustement anatomique précis pour un confort parfait.
- Le cadre de transfert de force épouse la forme du corps grâce à ses traverses pivotantes. Les tiges en aluminium se forment facilement et sont adaptables en hauteur.

- Grâce à la pelote ventrale supplémentaire, la pression abdominale sur la colonne vertébrale lombaire est renforcée, ce qui augmente l'effet de « délordosation » et de redressement (inclinaison en avant du tronc, rétroversion du bassin).
- La fermeture abdominale auto-agrippante permet une adaptation rapide et facile.
- Ouverture et fermeture faciles de l'orthèse grâce à de grands passants sur la fermeture abdominale.
- Le bord souple de la fermeture abdominale permet un grand confort même en position assise !
- La mise en place du Spinova est très simple pour le patient grâce à la fermeture « velcro » du corset et à la fermeture à boucle du système de traction-renvoi double qui permet de garder la même pression après chaque ouverture et fermeture du corset.
- Les baleines du corset Spinova permettent une adaptation parfaitement anatomique à chaque patient.

Mode d'action

- La construction de la nouvelle Spinova Unload Plus permet de réduire une lordose lombaire et de limiter les mouvements rotatifs.
- Le système de sangles de traction Spinova permet au cadre de transfert de force d'avoir un effet optimal et une application ciblée de la force.



Taille	1	2	3	4	5	6	Référence/Short	Référence/Long
Tour de hanches en cm	70-80	80-90	90-105	105-115	115-125	125-140	1228543100100°	1228543100200°

°= taille, Versions: Long > 170 cm taille du corps, Short < 170 cm taille du corps