

# **VenoTrain® soft** DOUCEUR ET EFFICACITÉ

Avec VenoTrain soft, vous ne pouvez pas vous tromper: Le bas polyvalent résiste à des sollicitations élevées, mais reste agréablement doux et hypoallergénique.

Disponible dans de nombreux modèles individuels avec efficacité médicale prouvée et effet de massage bienfaisant.

#### **COLORIS STANDARD**



## **COLORIS SUPPLÉMENTAIRES**



## **PARTICULARITÉS**

- Pour elle et lui
- Particulièrement hypoallergénique
- Également disponible de série en bas individuel dans le coloris caramel
- Également en collant pour femmes enceintes avec partie ventrale spéciale extensible (ATU)

## DÉTAILS



- **CONCEPT DE TAILLES** PERFECT-FIT (S XL) **CLASSES DE COMPRESSION**
- Ccl 1 (18 21 mmHg)
- Ccl 2 (23 32 mmHg)

POINTE DU PIED fermée, ouverte, sans pied (sur mesure), moignon (sur mesure)

- Ccl 1: 70 % polyamide, 30 % élasthanne Ccl 2: 65 % polyamide, 35 % élasthanne

CONSEILS D'ENTRETIEN



## • SÉRIE • CONFECTION SUR MESURE

BORD BANDE DE FIXATION	AD	AG	AGHB	AT	ATU	() H ATH	ATX	ATE	
Bord en tricot / Liseré confort	• 0	• 0		• 0	0	0	0	0	
Dentelle sensitive		• 0							
Micropicots		• 0							
Picots	• 0	• 0						R	AL
Motif à picots		• 0					OEKO-TEX	®	EICHEN
Fixation à la hanche			• 0				STANDARD 10 S98-0153 HOHENSTEIN I Tested for harmful substa www.oeko-tex.com/standa	OO MEDIZI	NISCHE ESSIONS-